

## Corega Neutral Klej do Protez 40 g



Cena	<b>16,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>es_2284-uniw</b>
Kod EAN	<b>5054563067494</b>

### Opis produktu

Corega Ultra Adhesive Cream Neutral zapewnia mocne utrwalenie przez cały dzień. Kremy adhezyjne Corega Ultra pomagają uszczelnić przestrzeń między protezą a dziąsłami, a tym samym chronią przed wnikaniem przeszkadzających cząstek pokarmu, które mogą poluzować uchwyt protezy i powodować ból podczas żucia. Poprawia dopasowanie i komfort protezy. Bez sztucznych barwników i aromatów, dzięki czemu adhezyjny krem nie wpływa na przyjemność z posiłków. Ten krem adhezyjny nie zawiera cynku.

### Pojemność: 40 g

Sposób użycia: Najpierw użyj niewielkiej ilości. W razie potrzeby użyj więcej. Zbyt duża ilość kremu adhezyjnego może powodować obrzęki boczne. Jeśli tak się stanie, następnym razem użyj mniej. Znalazienie odpowiedniej kwoty może zająć kilka prób. Używaj tylko raz dziennie dla bezpiecznego trzymania. Jeśli potrzebujesz użyć kremu przylepnego kilka razy dziennie, poproś dentystę o poradę. Zastosowanie: Oczyść i osusz protezy. Nakładaj małymi paskami, nie za blisko krawędzi protezy. Wypłukać usta przed założeniem protezy. Włóż protezę, mocno dociśnij, a następnie zagryź przez kilka sekund, aby zapewnić bezpieczne trzymanie. Usuwanie: Wypłukać usta wodą. Poluzuj protezy powoli „ruchem kołyszącym”. Usuń pozostałości kremu adhezyjnego z protez i ust ciepłą wodą i miękką szczoteczką do zębów. Użyj Corega TABS, aby dokładnie wyczyścić protezy, a następnie dobrze spłucz je wodą

Składniki:Kopolimer wapnia / sodu PVM / MA, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna, propyloparaben, aromat, CI 45430. Bez cynku.

### Poradnik

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub alergii. Przestań go używać natychmiast, jeśli wystąpi reakcja alergiczna lub dyskomfort. Może się zdarzyć, że podczas normalnego użytkowania połknie się niewielką ilość kleju, co jest nieszkodliwe.

Źle dopasowane protezy mogą wpływać na Twoje zdrowie. Regularnie odwiedzaj dentystę, aby sprawdzić protezy. Aby uniknąć zatkania końcówki próbówki, zatyczkę i końcówkę należy utrzymywać w stanie suchym. Przechowywać w suchym miejscu.