

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/corega-starker-halt-klej-do-protez-40-g-p-24644.html>

## Corega Starker Halt Klej do Protez 40 g



Cena	<b>20,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>es_6099-uniw</b>
Kod EAN	<b>5054563074300</b>

### Opis produktu

Krem adhezyjny Corega Ultra jest absolutnie wszechstronny dla Twoich trzecich zębów. Krem adhezyjny zapewnia bezpieczne trzymanie protezy przez cały dzień, a tym samym chroni przed ocieraniem się dziąseł. Ponadto 74 procent wszystkich resztek jedzenia jest skutecznie zapobieganych przed wnikaniem, dzięki czemu zapobiega się podrażnieniu dziąseł przez brud. Za pomocą kremu adhezyjnego zapewniona jest większa siła zgryzu i 12-godzinne utrzymanie protez częściowych i całkowitych. Pożegnaj się z bólem dziąseł!

### Pojemność: 40 g

Składniki: Mieszana sól częściowa poli(eteru metylowinylowego/kwasu maleinowego) sodowo-wapniowego, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna, aromat, CI 73360, CI 15850

Osoby mogą doświadczać reakcji nadwrażliwości lub alergii. Natychmiast przerwij stosowanie, jeśli wystąpi reakcja alergiczna lub dyskomfort. Może się zdarzyć, że przy normalnym użyciu zostaną połknięte niewielkie ilości kremu klejącego, co jest nieszkodliwe. Źle dopasowane protezy mogą mieć wpływ na Twoje zdrowie. Regularnie odwiedzaj swojego dentystę, aby sprawdzić dopasowanie protezy. Nie używać, jeśli opakowanie zewnętrzne jest uszkodzone.

Na początku używaj tylko niewielkiej ilości. W razie potrzeby użyj więcej. Zbyt duża ilość kremu adhezyjnego może powodować obrzęk boczny. Jeśli tak się stanie, następnym razem zastosuj mniej. Może minąć kilka prób, zanim znajdziesz odpowiednią kwotę. Używaj tylko raz dziennie dla bezpiecznego trzymania. Jeśli potrzebujesz użyć kremu przylepnego kilka razy dziennie, poproś o poradę swojego dentystę.

Stosowanie: 1. Oczyszczyć i osuszyć protezy. 2. Nakładać małymi paskami. Nie nakładać zbyt blisko krawędzi protezy. 3. Wypłukać usta przed założeniem protezy. 4. Włożyć protezę, mocno dociśnij, a następnie zagryź przez kilka sekund, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie.

Usuwanie: 1. Wypłukać usta wodą. 2. Powoli zwalniaj protezę „ruchem kołyszącym”. 3. Usuń pozostałości kremu adhezyjnego z protez i ust ciepłą wodą i miękką szczoteczką do zębów. 4. Dokładnie oczyścić protezę, a następnie dobrze spłukać wodą.