

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/plaszcz-grzewczy-laboratoryjny-z-mieszadlem-magnetycznym-1600-obrmin-450degc-p-75627.html>



Płaszcz grzewczy laboratoryjny z mieszadłem magnetycznym 1600 obr./min 450deg;C

Cena	490,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	1011854
Kod producenta	1011854
Kod EAN	4250928682666

Opis produktu

Płaszcz grzewczy laboratoryjny z mieszadłem magnetycznym 1600 obr./min 450°C

Płaszcz grzewczy laboratoryjny to profesjonalne urządzenie, które doskonale sprawdzi się w laboratoriach chemicznych, biochemicznych oraz podczas zajęć naukowych. Dzięki możliwości długotrwałego mieszania i utrzymywania wysokiej temperatury, jest idealnym rozwiązaniem w branży paliwowej i metalurgicznej. Może być także wykorzystywany do przygotowywania liquidów do e-papierosów.

Urządzenie oferuje efektywne grzanie i mieszanie jednocześnie. Mieszadło działa na zasadzie fal magnetycznych, a jego prędkość obrotowa wynosi 1600 obr./min. Płaszcz osiąga maksymalną temperaturę do 450°C, co pozwala na szybkie i skuteczne łączenie składników.

Główne cechy produktu:

- **Pojemność:** Ø135 x 80 mm z funkcją mieszania.
- **Wydajność:** Prędkość 1600 obr./min, idealna do mieszania płynów o dużej lepkości.
- **Oszczędność czasu:** Szybkie osiągnięcie temperatury do 450°C.
- **Praktyczność:** Doskonałe do przygotowywania liquidów do e-papierosów.
- **Kompatybilność:** Odpowiedni dla okrągłych kolb o pojemności do 1000 ml.

Parametry techniczne:

- **Model:** SBS-LHM-1000/H
- **Nr katalogowy:** 10030448
- **Stan artykułu:** Nowy
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc:** 355 W
- **Materiał obudowy:** Stal malowana proszkowo
- **Materiał kosza:** Włókno szklane
- **Wymiary kosza:** Ø13,5 x 8 cm
- **Objętość mieszanej substancji:** 1000 cm³
- **Maksymalna prędkość obrotowa:** 1600 obr./min
- **Zakres temperatury:** do 450°C
- **Przewód zasilający:** 1,4 m
- **Wymiary (DxSxW):** 17 x 17 x 17 cm
- **Waga:** 3 kg

-
- **Wymiary wysyłki (DxSxW):** 29 x 29 x 30 cm
 - **Waga wysyłki:** 3,8 kg

W zestawie:

- Płaszcz grzewczy
- Mieszadełko magnetyczne
- Instrukcja PL