

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/plaszcz-grzewczy-laboratoryjny-z-mieszadlem-magnetycznym-statyw-1600-obrmin-450degc-p-75626.html>



Płaszcz grzewczy laboratoryjny z mieszadłem magnetycznym + statyw 1600 obr./min 450deg;C

Cena	650,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	1011853
Kod producenta	1011853
Kod EAN	4250928682659

Opis produktu

Płaszcz grzewczy laboratoryjny z mieszadłem magnetycznym

Profesjonalny płaszcz grzewczy to doskonałe rozwiązanie dla laboratoriów chemicznych, biochemicznych oraz branży paliwowej i metalurgicznej. Umożliwia efektywne mieszanie oraz utrzymywanie wysokiej temperatury, co jest kluczowe w wielu zastosowaniach. Idealnie sprawdzi się także podczas zajęć naukowych i przygotowywania liquidów do e-papierosów.

Korzyści:

- Efektywne mieszanie i grzanie płynów, co przyspiesza proces łączenia składników.
- Możliwość niezależnej regulacji grzania oraz mieszania, co zwiększa wygodę użytkowania.
- Cyfrowy ekran ułatwia odczyt i regulację temperatury.

Cechy produktu:

- **Pojemność:** Ø135 x 80 mm.
- **Wydajność:** prędkość mieszadła do 1600 obr./min, co zapewnia skuteczne mieszanie nawet gęstych płynów.
- **Oszczędność czasu:** szybkie osiągnięcie temperatury do 450°C.
- **Praktyczność:** idealne do przygotowywania liquidów do e-papierosów.
- **Akcesoria:** w zestawie statyw z zaciskiem na czujnik temperatury.

Parametry techniczne:

- **Model:** SBS-LHM-1000/DH
- **Nr katalogowy:** 10030447
- **Napięcie:** 230 V
- **Moc:** 330 W
- **Materiał obudowy:** stal malowana proszkowo
- **Materiał kosza:** włókno szklane
- **Wymiary kosza:** Ø13,5 x 8 cm
- **Objętość mieszanej substancji:** 1000 cm³
- **Maksymalna prędkość obrotowa:** 1600 obr./min
- **Zakres temperatury:** do 450°C
- **Przewód zasilający:** 1,4 m
- **Wymiary (DxSxW):** 22 x 22 x 23 cm

-
- **Waga:** 5,5 kg
 - **Wymiary wysyłki (DxSxW):** 29 x 29 x 30 cm
 - **Waga wysyłki:** 6 kg

W zestawie:

- Płaszcz grzewczy
- Statyw z zaciskiem - 4 elementy
- Mieszadełko magnetyczne
- Czujnik temperatury
- Instrukcja PL