

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/wozek-laboratoryjny-zabiegowy-kosmetyczny-stal-2-polki-2-szuflady-72-x-43-x-86-cm-40-kg-p-51148.html>



Wózek laboratoryjny zabiegowy kosmetyczny STAL 2 półki 2 szuflady 72 x 43 x 86 cm 40 kg

Cena	1 015,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1018085
Kod producenta	1018085
Kod EAN	4062859070913

Opis produktu

Kod producenta: **10030873**

Wózek marki Steinberg Systems idealnie nadaje się do użytku w laboratorium, oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest mobilny i dobrze zorganizowany sprzęt do przechowywania i transportu. Wózek posiada **2 półki o wymiarach 58 x 41 x 15 cm**, **2 szuflady o wymiarach 25 x 26 x 7 cm** oraz **obracany o 360° kosz na odpady**. Ramka z trzech stron zapobiega spadaniu rzeczy. Jednocześnie jedna strona jest otwarta, co ułatwia zabieranie wyjmowanie i układanie. 4 kółka wykonane zostały z plastiku (PVC), który jest szczególnie delikatny, nawet dla wrażliwych podłóg. Dwa kółka posiadają hamulce postojowe. Konstrukcja wózka wykonana została ze stali nierdzewnej, posiada nośność 40 kg. Zastosowany materiał jest trwały oraz łatwy w pielęgnacji.

Cechy produktu:

- 2 półki o wymiarach 58 x 41 x 15 cm,
- 2 szuflady o wymiarach 25 x 26 x 7 cm,
- Kosz do odpadów obracany o 360,
- 4 kółka wykonane z plastiku (PVC) z dwoma hamulcami postojowymi i uchwytem do pchania,
- Trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej wytrzymałe obciążenie 40 kg.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10030873**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-LF-147**
- Materiał - **Stal nierdzewna**
- Wymiary pojedynczej szuflady [cm] - **25 x 26 x 7**
- Kosz na śmieci [szt.] - **1**
- Nośność [kg] - **40**
- Liczba szuflad [szt.] - **2**
- Liczba blatów [szt.] - **2**
- Wymiary półek [cm] - **58 x 41 x 15**
- Materiał kół - **Tworzywo sztuczne (PVC)**
- Kółka - **Tak**
- Wymiary (DxSxW) - **72 x 43 x 86 cm**
- Waga - **9.6 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **75.5 x 49 x 81 cm**
- Waga wysyłki - **11.9 kg**

W zestawie:

- Wózek laboratoryjny
- Akcesoria montażowe

-
- - Miska na odpady
 - - Instrukcja montażu