

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/platforma-mata-wibracyjna-domowa-do-cwiczen-fitness-do-120-kg-p-48344.html>



Platforma mata wibracyjna domowa do ćwiczeń fitness do 120 kg

Cena	1 556,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1012034
Kod producenta	1012034
Kod EAN	4062859006707

Opis produktu

Kod producenta: **10230173**

Platforma wibracyjna marki Gymrex sprawdzi się w prywatnych domach, hotelach, ośrodkach fitness & SPA. Nadaje się zarówno dla zaawansowanych jak i początkujących użytkowników. Pomaga zachować doskonałą kondycję, poprawić wydolność organizmu oraz zmniejszyć masę ciała. Doskonale sprawdzi się zwłaszcza dla intensywnych i krótkich treningów, stymulacji mięśni brzucha, ud, pośladków.

Mata posiada **panel sterowania z wyświetlaczem LED**, który pozwala na wybór funkcji: **szybkości** (180 poziomów), **zliczania czasu, obliczenia poziomu tłuszczu oraz mp3**. Wytrzymała konstrukcja to gwarancja długiej żywotności platformy wibracyjnej. **Gumowa mata** zapewnia stabilność i bezpieczeństwo użytkownikowi. Kółka ułatwiają transport urządzenia.

Cechy produktu:

- - **Skuteczność** - stymuluje mięśnie brzucha, ud i pośladków,
- - **Regulacja** - wybór pomiędzy 180 prędkościami i 3 programami treningowymi,
- - **Obszerność** - wiele ćwiczeń dzięki powierzchni treningowej 53 x 37 cm,
- - **Wszechstronność** - 2 linki fitness do jednoczesnego treningu górnej części ciała,
- - **Intuicyjność** - wyświetlacz LED z panelem sterowania oraz gniazdem audio do podłączenia MP3 lub smartfona.

Parametry techniczne:

- - Model - **GR-MG39**
- - Nr katalogowy - **10230173**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie - **230 V / 50 Hz**
- - Moc - **600 W**
- - Materiał - **Stal, ABS, PP**
- - Wibracje - **1,7-12/s**
- - Amplituda - **12 cm**
- - Funkcje - **Czas, szybkość, poziom tłuszczu, MP3**
- - Częstotliwość oscylacji - **105-722/min**
- - Maks. obciążenie - **120 kg**
- - Wymiary (DxSxW) - **73 x 68 x 118 cm**
- - Waga - **28 kg**

W zestawie:

- - Płyta wibracyjna
- - Taśma
- - Akcesoria montażowe
- - Instrukcja PL