

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/waga-laboratoryjna-precyzyjna-z-oslona-01-120-g-0005-g-p-57064.html>



Waga laboratoryjna precyzyjna z osłoną 0.1-120 g / 0.005 g

Cena	537,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1026314
Kod producenta	1026314
Kod EAN	4062859259509

Opis produktu

Waga laboratoryjna precyzyjna z osłoną 0.1-120 g / 0.005 g

Oferujemy precyzyjną wagę z osłoną przeciwpodmuchową, która umożliwia dokładne ważenie różnych materiałów, takich jak złoto, monety, kamienie szlachetne, herbata czy przyprawy. Dzięki solidnej obudowie oraz praktycznemu pudełku do przechowywania, urządzenie jest chronione przed uszkodzeniami i łatwe do transportu.

Waga rejestruje ciężar do 120 g z dokładnością do 0,005 g, a wyświetlacz pokazuje wyniki co 0,002 g. Umożliwia korzystanie z różnych jednostek pomiarowych: g, mg, ct, oz, ozt, dwt oraz gn. Oferuje również funkcje zerowania, samokalibracji i tarowania, a także automatyczne wyłączanie, co zwiększa wygodę użytkowania.

Waga posiada regulowane nóżki o wysokości do 9 mm oraz zintegrowaną poziomnicę, co pozwala na precyzyjne ustawienie i uzyskanie dokładnych wyników. Zdejmowana osłona chroni wrażliwe przedmioty, a w zestawie znajdują się dwa odważniki testowe (50 g każdy) do kalibracji.

Duży, podświetlany wyświetlacz LCD ułatwia odczyt wartości, nawet w słabym oświetleniu. Waga informuje także o przeciążeniu za pomocą symbolu na ekranie. Dzięki niewielkiej wadze, solidnej ochronie i zasilaniu baterijnemu, można ją używać w różnych miejscach.

Powierzchnia ważąca o średnicy 68 mm wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co zapewnia jej trwałość i łatwość w czyszczeniu. Obudowa z tworzywa ABS gwarantuje dodatkową wytrzymałość.

Parametry techniczne:

- Zakres ważenia: 0.1 - 120 g
- Dokładność: $\pm 0,005$ g
- Wyświetlacz: LCD z podświetleniem
- Funkcje: Automatyczne wyłączanie, tarowanie, zerowanie, kalibracja
- Materiał: ABS, stal nierdzewna
- Wymiary: 19 x 11 x 9 cm
- Waga: 0.95 kg
- W zestawie: Waga precyzyjna, 6 x baterie AAA, adapter DC/AC, 2 odważniki testowe (50 g każdy), pudełko do przechowywania

Waga jest wstępnie skalibrowana, ale nie jest legalizowana i nie spełnia wymagań handlowych.